


SOWM

movement



LUMISPA® IO

Aquí el cuidado de la piel se vuelve más inteligente y tus resultados aún más sorprendentes. ageLOC LumiSpa iO combina un dispositivo inteligente único en su tipo que utiliza tecnología patentada con productos impactantes. ¿Los resultados? La piel de tus sueños.

CONOCE A AGELOC LUMISPA IO

¡Hola, tecnología inteligente!, ageLOC LumiSpa iO introduce inteligencia en el cuidado de la piel y da como resultado el cutis de tus sueños. ¿Cómo? Introduce la innovadora renovación de la piel y la limpieza profunda con entrenamiento inteligente, regímenes personalizados, tecnología IoT y más, con la aplicación Nu Skin VeraTM. Muestra una piel hermosa, resplandeciente y lista para selfies, todo el día, todos los días. En solo dos minutos, dos veces al día, experimentarás la mejor apariencia de tu piel.

Te encantará esa apariencia tersa al instante que aumenta la luminosidad después de solo uso, además de los siete beneficios para la piel «clínicamente probados» que se amplifican con el uso y la tecnología inteligente que te ayuda a personalizar tu rutina. Es súper intuitivo y eficaz.

Con sus cabezales de tratamiento de silicona suave, ageLOC LumiSpa iO se mueve a la frecuencia precisa necesaria para ayudar a promover la renovación de la piel, para brindar más suavidad y aspecto liso después de un solo uso. LumiSpa retira de manera suave, pero profunda, la suciedad, grasa, maquillaje, contaminantes y las toxinas a través de su acción de oscilación inversa que purifica los poros y deja la piel más suave y pura, mientras reduce el aspecto de los poros. Y la estimulante experiencia de LumiSpa iO, te dejará a la espera de tu próximo tratamiento.

Además, el sistema ageLOC LumiSpa iO, que incluye la oscilación de micropulsos del dispositivo, los cabezales de tratamiento de silicona suave y los geles limpiadores, es amigable con el microbioma. LumiSpa iO respeta el pH de la piel, ayuda a preservar la barrera de humectación natural y no altera el equilibrio del microbioma natural de la piel, sin importar la edad o el tipo de piel, por lo que es ideal para las personas con la piel sensible.

¿POR QUÉ TE VA A ENCANTAR?

BENEFICIOS PARA LA PIEL

- Proporciona beneficios instantáneos para que la piel se sienta más suave y tersa después de un solo uso.

- Siete beneficios para la piel del rostro clínicamente probados: suavidad, tersura, luminosidad, claridad, piel purificada, reducción de la apariencia de los poros y firmeza visiblemente mejorada.

- Los beneficios se intensifican con el paso del tiempo cuando se usa de manera constante durante dos minutos dos veces al día.

- Ofrece una piel más brillante, de apariencia saludable y juvenil en tan solo dos semanas.

- El tratamiento de ageLOC cuenta con cinco opciones de limpiadores diseñados para diferentes tipos de piel: seca, normal a mixta, grasa, sensible y propensa al acné.

- Estos limpiadores cuentan con un diseño óptimo para LumiSpa iO, que se ha comprobado, maximizan los beneficios de limpieza y renovación de la piel.

- Los limpiadores de tratamiento están formulados con la mezcla patentada de ingredientes ageLOC de Nu Skin para enfocarse en las fuentes del envejecimiento y conservar la apariencia de la piel.

- Con la suavidad suficiente para usar dos veces al día en la cara, el cuello y el escote.

- Cuando se utiliza por la mañana, LumiSpa brinda energía a la piel para tener un cutis más fresco, suave y renovado.

- Cuando se usa por la noche, LumiSpa iO limpia profundamente y ayuda a desestresar la piel.

Características del diapositivo

- Un dispositivo portátil, inteligente y recargable para el cuidado de la piel con Bluetooth que se vincula con la aplicación Nu Skin Vera.

- Cuenta con tres cabezales de tratamiento: suave, normal y firme. Sus superficies suaves de silicona no abrasivas contienen plata antimicrobiana y son más higiénicas que los cepillos que se usan comúnmente con dispositivos de cuidado de la piel.

Sus diseños sofisticados ayudan a maximizar la eficacia del producto mientras hace que la piel sea más receptiva a los productos que se aplican después.

- Va más allá de la limpieza con la tecnología patentada de oscilación de micropulsos, una acción purificadora de poros que extrae la suciedad, la grasa, el maquillaje, los contaminantes y las toxinas ambientales y los elimina sin irritar la piel. Además, ayuda a mantener las proteínas saludables de la piel, promueve la renovación dinámica de la piel y mejora el brillo, la textura y la apariencia de los poros.

- Los sensores de dispositivos inteligentes reconocen qué cabezal de tratamiento está conectado y te avisan cuando es el momento de reemplazarlo.

- Te guía de manera inteligente para usar la presión y el movimiento de tratamiento correctos.

- Diseñado para ser amigable con el microbioma—LumiSpa iO respeta el pH de la piel, ayuda a conservar la barrera de humectación natural y no altera el equilibrio natural del microbioma de la piel, sin importar la edad o tipo de piel.

Características de la aplicación Nu Skin Vera

- Los tratamientos sincronizados y los videos explicativos te guían en cada paso hacia el éxito para cuidar y que tu piel tenga un aspecto saludable y juvenil.

- Con sensores inteligentes y una aplicación conectada, obtendrás una guía inteligente adicional sobre la presión, el movimiento y la cobertura de tu tratamiento.

- Envía y guarda tratamientos personalizados desde tu teléfono a tu dispositivo con la aplicación o crea tu propio tratamiento ajustando el tiempo y las áreas del rostro.

- Obtén recomendaciones de productos personalizadas que te ayuden a alcanzar tus objetivos personales de cuidado de la piel.

- Ve el progreso de tu piel a lo largo del tiempo: resultados rápidos semana a semana, mes a mes, y cualquier otro día con la cronología de selfies.

- Repite la orden fácilmente para que siempre tengas a la mano tu cabezal de tratamiento y limpiador de tratamiento favoritos.

- Tendencias de uso, ideas y premios para ayudarte a ser constante en tu rutina de belleza.

- Disfruta de la optimización continua a través de actualizaciones de aplicaciones y dispositivos.

Resultados clínicos que lo demuestran

1. En un estudio 12 semanas, la evaluación clínica señaló que las personas que usaron ageLOC LumiSpa iO experimentaron mejoras en la piel:

- Suavidad
- Tersura
- Luminosidad
- Claridad
- Piel Purificada
- Reducción de la apariencia de los poros
- Firmeza de la piel visiblemente mejorada

2. El sistema ageLOC LumiSpa iO for Blemish Prone Skin puede ayudar a mitigar la apariencia de las erupciones de acné y ayudar a que la piel se vea más clara. Un estudio de eficacia clínica de 12 semanas reveló que las personas que usaron el sistema para piel propensa al acné, ageLOC LumiSpa iO con el cabezal suave y el LumiSpa Treatment Cleanser-Blemish Prone Skin, vieron una mejora en la apariencia del acné en un 71%.

3. Se demostró clínicamente que ageLOC LumiSpa iO limpia y trata eficazmente la piel sin alterar su microbioma natural.
4. Según un estudio clínico, tomar Beauty FocusTM Collagen+ ayuda a preparar la piel para obtener mejores resultados y está clínicamente probado que casi duplica los beneficios visibles de la textura, incluyendo el brillo, la textura y la firmeza, en comparación con un régimen LumiSpa iO solo.

¿CÓMO USARLO?

Usa ageLOC LumiSpa iO por la mañana y por la noche como paso de limpieza. Humedece tu rostro y luego aplica una gran cantidad de limpiador en tu mano. Aplica uniformemente sobre tu rostro y luego trata y limpia con tu dispositivo LumiSpa iO durante dos minutos. Después, continúa con el tónico, gel y humectante de tu preferencia.

¿Qué potencia nuestros geles limpiadores?

- Limpiador de tratamiento ageLOC LumiSpa para piel seca contiene lactato de sodio, PCA de sodio, glicina, fructosa, niacinamida e inositol para ayudar a proteger la humectación natural de la piel, escualano para ayudar a mantener la barrera de humectación natural de la piel y salicilato fitosfingosina para relajar la piel.

- Limpiador de tratamiento ageLOC LumiSpa para piel normal/mixta—contiene aceite de Cardo Mariano (semilla de Silibum Marianum), extracto de Porphyrá Umbilicalis, y extracto de Nannochloropsis Oculata y glicerina para ayudar a mantener la barrera de humectación natural de la piel, así como extracto de rododendro (Ferrugineum) para proporcionar protección antioxidante

- Limpiador de tratamiento ageLOC LumiSpa para piel grasa contiene extracto de Fallopiá Japónica (raíz de Polygonum Cuspidatum), minstil alcohol, y PCA para ayudar a reducir la producción de grasa y limpiar la piel, así como el extracto de jugo de granada (Punica granatum) y carnosina para proporcionar protección antioxidante.

- Limpiador de tratamiento ageLOC LumiSpa para piel sensible es nuestra fórmula más suave. Es un gel rosa formulado con un sistema tensoactivo suave, que produce poca espuma. Contiene Extracto de Avena Sativa (Avena), Extracto de Corteza de Pinus Tabulaeformis (que contribuye al color rosa) y Bisabolol para ayudar a limpiar y consentir la piel delicada. La alantoina también ayuda a acondicionar la piel.

- Limpiador de tratamiento ageLOC LumiSpa para piel con tendencia acnéica—es una fórmula suave que contiene un ácido salicílico al 0.5% para ayudar a limpiar los poros y contribuir a reducir la apariencia de los brotes. Produce poca espuma para prevenir mayor irritación de la piel. También contiene carnosina para proporcionar protección antioxidante y extracto de tallo/hoja/flor de Epilobium Angustifolium que puede ayudar a la piel propensa al acné.

¿Qué es IoT y qué significa para mí ageLOC LumiSpa iO?

IoT significa literalmente "internet de las cosas" u objetos físicos diseñados para conectarse. Para ti significa que ageLOC LumiSpa iO ahora incluye Bluetooth que permite que el dispositivo se conecte con la aplicación Nu Skin VeraTM en tu teléfono. Esta nueva tecnología abre un nuevo mundo de posibilidades y experiencias. Y es lo que ayuda a que su ageLOC LumiSpa iO sea tan inteligente.

Los sensores del dispositivo pueden detectar cuándo es el momento de reemplazar el cabezal de tratamiento o cuándo se aplica demasiada presión o se frota demasiado rápido durante la rutina. También puedes guardar rutinas personalizadas entre tu dispositivo y Nu Skin Vera. Piensa en ello como una optimización para el cuidado de la piel.

¿Cómo puedo conectar mi ageLOC LumiSpa iO con la aplicación?

Para comenzar, descarga la aplicación Nu Skin Vera en tu tienda de aplicaciones preferida y ábrela. Después de iniciar sesión con tu cuenta de Nu Skin, ve a la pestaña Productos, toca el botón + en la página Mis productos y selecciona Vincular nuevo dispositivo. La aplicación te guiará a través del proceso de vinculación.

¿Cómo inicio mi ageLOC LumiSpa iO?

ageLOC LumiSpa iO se puede vincular con un dispositivo móvil y una cuenta de Nu Skin a la vez, por lo que es posible que debas reiniciar tu dispositivo de vez en cuando.

REINICIO PARCIAL: Un reinicio parcial permite que LumiSpa iO se vincule con un nuevo dispositivo mientras mantiene la configuración del dispositivo. Para realizar un reinicio parcial, conecta tu LumiSpa iO a la alimentación y mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Suelta el botón de encendido cuando todas las luces delanteras parpadeen en azul dos veces. Ten en cuenta que LumiSpa iO debe vincularse con la misma cuenta de Nu Skin después de un reinicio parcial.

REINICIO TOTAL: Para eliminar la configuración de Tu dispositivo y permitir que su LumiSpa iO se vincule con una cuenta diferente de Nu Skin, realiza un reinicio completo conectando LumiSpa iO a la corriente y mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos. Suelta el botón de encendido cuando todas las luces delanteras parpadeen en naranja cuatro veces.

¿Cómo puedo saber qué cabezal de tratamiento ageLOC LumiSpa iO es adecuado para mí?

Selecciona tu cabezal de tratamiento ageLOC LumiSpa iO en función del tipo de piel y tus necesidades de tratamiento. Cada cabezal de tratamiento elimina las impurezas y limpia profundamente la piel, brindando una experiencia suave ideal para una variedad de tipos de piel.

El cabezal de tratamiento suave es nuestra opción más suave y es ideal para las personas con piel sensible o propensa al acné. El cabezal de tratamiento normal es la opción estándar y está diseñado para la mayoría de los tipos de piel. Y el cabezal de tratamiento firme es para personas que desean una experiencia más fuerte, pero no se recomienda para aquellos con piel sensible o propensa al acné. Puedes usar diferentes cabezales para diferentes experiencias cada día. ageLOC LumiSpa iO Accent está diseñado específicamente para el área de los ojos.

¿Cuánto durará mi cabezal de tratamiento ageLOC LumiSpa iO?

Un cabezal de tratamiento está diseñado para durar al menos tres meses cuando se usa dos veces al día. Con sensores inteligentes, el dispositivo LumiSpa iO rastreará el uso real de cada cabezal de tratamiento y te indicará cuándo es el momento de reemplazarlo.

¿Necesito utilizar los limpiadores de tratamiento de ageLOC LumiSpa iO, o puedo utilizar otras fórmulas o limpiadores de tratamiento?

Los limpiadores de tratamiento de ageLOC LumiSpa iO están formulados específicamente para usarse con el dispositivo ageLOC LumiSpa iO. Permiten la limpieza e interacción precisas con la piel, optimizando la efectividad de la acción patentada del cabezal de LumiSpa iO. Son las únicas formulaciones probadas y aprobadas para usarse con LumiSpa iO para brindar todos los beneficios del sistema de la tecnología de oscilación de micropulso y promover una piel saludable y de apariencia juvenil.

¿Existe alguna patente para ageLOC LumiSpa iO?

Sí, existen múltiples patentes otorgadas y pendientes para ageLOC LumiSpa iO y la tecnología patentada de oscilación de micropulsos.

¿ageLOC LumiSpa iO trata el acné?

El sistema fue desarrollado para promover una piel de apariencia sana, con un aspecto joven y para brindar beneficios generales de renovación y purificación de la piel. Si bien ageLOC LumiSpa iO no fue diseñado para tratar el acné, cuando se combina con el limpiador de tratamiento de ageLOC LumiSpa para piel propensa al acné, que contiene ácido salicílico al 0.5 %, se observó que reduce la apariencia del acné moderado hasta en un 71% en 12 semanas. Las personas que tienen tratamiento para el acné deben continuar con su régimen regular de cuidado de la piel y consultar a un dermatólogo antes de usar ageLOC LumiSpa iO.

¿Necesito lavarme el maquillaje antes de usar ageLOC LumiSpa iO?

ageLOC LumiSpa iO limpia de forma cómoda y eficaz el maquillaje, por lo que no es necesario retirar el maquillaje antes de usar el dispositivo. Sin embargo, a algunas personas les puede gustar una doble limpieza para eliminar el maquillaje pesado. En ese caso, es posible que desees usar otro limpiador o usar tu LumiSpa iO dos veces. Ten en cuenta que los limpiadores de tratamiento LumiSpa no deben usarse en el área de los ojos, por lo que debes usar un desmaquillante de ojos por separado para eliminar el maquillaje en los ojos.

¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento limpiador?

Un tratamiento limpiador debe durar 30 días. Es importante usar una buena cantidad de limpiador de tratamiento para garantizar que el dispositivo pueda interactuar adecuadamente con la piel.

¿Puedo usar ageLOC LumiSpa iO en la ducha?

Sí, ageLOC LumiSpa iO está diseñado para usarse en la ducha y otros ambientes húmedos. Para prolongar la vida útil de tu dispositivo, no lo dejes caer, no lo laves con chorros a alta presión ni lo sumergas en agua durante largos periodos.

¿Mi ageLOC LumiSpa iO necesita la base para poder cargarse?

Es posible que hayas notado que ageLOC LumiSpa iO no incluye una base. Gracias al diseño actualizado y al nuevo cargador, la base ya no es necesaria para cargarlo. Si prefieres guardar tu dispositivo en una base, puedes comprarla.

¿Cuánto dura una carga completa de ageLOC LumiSpa iO después de cargar con el cargador magnético?

La carga de ageLOC LumiSpa iO normalmente dura al menos una semana si lo usas de manera regular.

¿QUÉ CONTIENE?

AGELOC LUMISPA TRATAMIENTO LIMPIADOR —PIEL SECA

Water (Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, Ammonium Laureth Sulfate, Glycerin, PEG-8 Sorbitan Laurate, Di-PPG-2 Myreth-10 Adipate, Aminomethyl Propanolamine, Vegetable Oil, Butyl Alcohol, Fragrance (Parfum), Phytosterinyl Octyldodecyl Lauryl Glutamate, Methylsilanol Hydroxypropionate Aspartate, Maltodextrine, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Salicyloyl Phytosphingosine, Hydroxyphenyl Propanediolbenzoate, Brassicamidopropyl Dimethylamine, Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic Acid, Niacinamide, Urea, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Xanthophyll, Lecithin, Limonene.

AGELOC LUMISPA TRATAMIENTO LIMPIADOR—PIEL normal/MIXTA

Water (Aqua), Coco-Betaine, Sodium Cocoyl Glycinate, Capryl, Acrylates Copolymer, Betaine, Disopropyl Sebacate, Glycylate, Phenoxethanol, PEG-8, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate, Crosspolymer, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Polyquaternium-39, fragrance (Parfum), Synthetic Fluorophlogopite, Silbium Marianum Seed Oil, Sodium Hydroxide, Sodium Phytate, Titanium Dioxide (CI 77891), Phytic Acid, Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Aluminum, Tin Oxide, Parphrya Umbilicalis Extract, Nannochloropsis Oculata Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Rhododendron Ferrugineum Extract, Linalool.

AGELOC LUMISPA TRATAMIENTO LIMPIADOR —PIEL PRO-SENSIBLE

Water (Aqua), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Dimethicone, Cocamidopropyl Betaine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Carbomer, Phenoxethanol, Hydroxyacetophenone, Salicylic Acid, Sodium Hydroxide, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Carnosine, Disodium EDTA, Oryza Sativa (Rice) Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract.